



▶ 手動測定XYステージ MT 200 x 100 MR 測定システム内蔵

測定範囲：	200 x 100 mm
精度：	± 1 μm
分解能：	0.1 μm (最小ステップサイズ)
ドライブ：	手動スピンドルドライブ
モーター：	クイックアジャストメント機構付き
素材：	アルミニウム
表面：	黒色処理アルマイト
積載荷重：	5.0 kg
重量：	約 11.8 kg

●製品番号：  
00-31-104-0000

- 特長：
- ・内蔵のリニア測定システムによる高精度測定
  - ・反射/透過アプリケーション
  - ・XY粗動 (クイックアジャストメント機構)
  - ・デジタル座標表示PROFILER SCD含む

- アクセサリ：
- ・ガラスプレート
  - ・PROFILER SCD  
(製品に含まれます。)

寸法：

