



RENZ FOR QUALITY

RfQ-Medizintechnik GmbHはドイツの医療技術中心地Tuttlingenで最先端医療機器の開発/製造を行っています。半世紀以上に渡り、徹底した管理体制で高品質な製品を作り続けています。

光学ファイバライトガイドテスター QualuxJack 2000

クオルクスジャック2000



目視確認の代わりにライトガイドの点検を行います。「%」と「色」で判定結果を表示し、個人差がない点検を実現します。

Article : 00-21700-50

正確な測定

高精度な精密部品により構成されており高い精度・再現性により信頼性が高い測定結果を得られます。

簡単に測定

光源側とプロジェクタ側にコネクタを挿入して測定が開始されます。

判別しやすい測定結果

独自のアルゴリズムに則って測定された結果は「%」表示とディスプレイの「色」で表現されます。85%以上=良質(緑色表示)、70~85%=中程度(黄色表示)、70%以下=欠陥あり(赤色表示)でディスプレイに表示されます。

柔軟なグリップ

ハンドルは30°ステップで好みの角度に調整可能です。輸送ハンドルとしても便利です。

堅牢なケース

堅牢な保管ケースが付属します。機器の移動にも便利です。

対応ライトガイド

Stryler、Storz、Olympus、Olympus WA、Wolf、Olympus ACM。
ご不明な場合はご相談ください。



PHOTONIC INSTRUMENTS Co.,Ltd.

フォトニック インストゥルメンツ株式会社

本社 〒215-0025 川崎市麻生区五力田二丁目2-1-102
Phone 044-988-5700 Fax 044-988-6484
東京営業所 〒215-0025 川崎市麻生区五力田二丁目2-1-102
Phone 044-981-0025 Fax 044-981-0026
E-mail: info@pij.co.jp http://www.pij.co.jp/

・2018年7月作成。製品の外觀や仕様は予告なく変更される場合がございます。