



2枚スライド用クリップ



20クリップ/2枚スライド用マガジン

## SlideExpress 2 スライドガラス（プレパラート）自動搬送システム

格納枚数： 最大 120 スライド（76 x 26 x 1 mm）  
2 スライドを固定するクリップ 20 枚  
を格納するマガジンを 3 台

対応顕微鏡： Zeiss Axio Imager.Z2  
Olympus BX61, BX63  
Nikon Eclipse Ni-E

底面寸法： 幅 100 x 奥行き 65 cm

最大高さ： 約 100 cm

重量： 搬送装置（マガジン含まず）： 70 kg  
スキャニングステージ： 約 5.4 kg  
ベースプレート、アダプタ： 約 25 kg  
1 マガジン（クリップとスライド含む）： 2.6 kg

精度：  $\pm 1 \mu\text{m}$ （VDI/DGQ 3441 準拠）

繰り返し精度：  $< 1 \mu\text{m}$ （双方向）

分解能：  $0.05 \mu\text{m}$ （最小ステップサイズ）

移動速度： 最大 100 mm/s（4 mm ボールスクリュウ）

●製品番号：  
SlideExpress 00-24-904-0000

- 特長：
- ・高精度SCANplus自動ステージと組合せ
  - ・革新的クリップコンセプトにより高いプロセスの信頼性と高い再現性
  - ・すべての駆動軸を確実に位置監視するため統合された測定システムによる安全なサンプル搬送
  - ・下部に備えられた除振対策によりシステムのスリップを抑制
  - ・迅速かつ簡単なセットアップ
  - ・低メンテナンス、ハイスルーブット
  - ・オプション：バーコードスキャナー、液浸/油浸観察時の自動液体補充装置

\*システムの組み合わせ、価格はお問い合わせください。