



▶ **SCAN 100 x 100** 正立顕微鏡/装置組み込み用自動XYステージ

移動範囲：	最大 100 x 100 mm
繰り返し精度：	< 0.2 μm (VDI/DGQ3441 準拠)
位置決め精度：	$\pm 3 \mu\text{m}$ (VDI/DGQ3441 準拠)
分解能：	0.01 μm (最小ステップサイズ)
直交度：	< 10 arcsec
モーター：	2 相ステッピングモーター
リミットスイッチ	連続可変光学ライトバリア式
最大移動速度：	60 mm/s (1 mm ボールスクリュー) 120 mm/s (2 mm ボールスクリュー) 240 mm/s (4 mm ボールスクリュー)
素材：	アルミニウム / 黒色処理アルマイト
重量：	約 4.4 kg

●製品番号：

- 1 mmボールスクリュータイプ 00-24-567-0000
- 2 mmボールスクリュータイプ 00-24-568-0000
- 4 mmボールスクリュータイプ 00-24-569-0000

●特長：

- ・丸みを帯びたエルゴノミックデザイン
- ・フラットなステージ上面
- ・目的に合わせてインサートを交換
- ・連続可変のリミットスイッチで移動範囲を自由に制限可能

●ソフトウェア：

- ・付属 SwitchBoared
- ・DLL & API 準備あり
- ・その他、ソフトウェア制御可能


●オプション：

- ・電動Zフォーカスドライブ
- ・エルゴドライブ

●アクセサリ：

- ・ガラスプレート
- ・メタルプレート
- ・4インチウエハホルダー

寸法：



*専用ソフトウェアSwitchBoardが付属します。

*システムの組み合わせ、価格はお問い合わせください。