




▶ **SCAN 150 x 150** 正立顕微鏡/装置組み込み用自動XYステージ

移動範囲：	最大 150 x 150 mm
繰り返し精度：	< 0.2 μm (VDI/DGQ3441 準拠)
位置決め精度：	± 3 μm (VDI/DGQ3441 準拠)
分解能：	0.01 μm (最小ステップサイズ)
直交度：	< 10 arcsec
モーター：	2 相ステッピングモーター
リミットスイッチ	連続可変光学ライトバリア式
最大移動速度：	120 mm/s (2 mm ボールスクリュー) 240 mm/s (4 mm ボールスクリュー)
素材：	アルミニウム / 黒色処理アルマイト
重量：	約 6.2 kg

- 製品番号：
2 mmボールスクリュータイプ 00-24-633-0000
4 mmボールスクリュータイプ 00-24-634-0000

- 特長：
 - ・丸みを帯びたエルゴノミックデザイン
 - ・フラットなステージ上面
 - ・目的に合わせてインサートを交換
 - ・連続可変のリミットスイッチで移動範囲を自由に制限可能

- ソフトウェア：
 - ・付属 SwitchBoared
 - ・DLL & API 準備あり
 - ・その他、ソフトウェア制御可能



- オプション：
 - ・電動Zフォーカスドライブ
 - ・エルゴドライブ

- アクセサリ：
 - ・ガラスプレート
 - ・メタルプレート
 - ・5"-6"用回転ウエハホルダ
 - ・5"-6"用バキューム回転ウエハホルダ

*専用ソフトウェアSwitchBoardが付属します。
*システムの組み合わせ、価格はお問い合わせください。